



IMPORTANT! Ensure that your Lansinoh® Breastmilk Storage Bag has **white and purple flowers** and a **white line above the logo** as shown in the image. If your bag does not have this design, it is not compatible with pumping directly into the bag.

NOTE: Pumping directly into bags requires two hands to safely remove milk storage bags. For best results use with a hands free pumping bra such as the Lansinoh® Simple Wishes® Bra.

Lansinoh.

Pump Into Bag Options for Time-Saving Convenience

Directions for use with Lansinoh Pumps

Use Lansinoh® Pump to pump directly into Lansinoh® Breastmilk Storage Bags (compatible with Signature Pro®, Smartpump™ and Lansinoh Manual Breast Pump)

1) Open Breastmilk Storage Bag by tearing away tamper-evident safety seal and pulling zipper seal apart.

2) To insert expression set:



a) Tilt expression set as shown.



b) Insert one side of the expression set to align with the printed white line and flower.



c) Gently pull the other side of bag up over expression set so the clear zipper is above the expression set on all sides.

3) Gently pull the bag down until the expression set is just below the clear bottom zipper all the way around the bag. Tug gently on bottom of bag to ensure bag is secure.



4) If working with a double pump, repeat steps 1-3.

5) Pump as usual.

6) To remove bag, reverse step 2. **DO NOT PULL BAG STRAIGHT DOWN.** Securely hold the bag and gently push the zipper seal down past expression set. Maintaining a firm grip on bag, tilt and remove adapter. Seal bag.



NOTE: Do not fill past the 6oz. mark.

OR

Directions for use with Other Pumps

Use with Breastmilk Storage Adapter – visit Lansinoh.com to find out where to purchase. Compatible with most Medela®, Ameda®, Evenflo® or other standard neck pumps.

Before First Use

1. Always wash and dry hands thoroughly with soap and water before handling the adapter.
2. Sanitize by covering adapter with water and bringing the water to a boil. Allow to boil for 5 minutes.
3. Place on a clean towel to dry. Allow to dry completely before use.

1) Screw pump adapter into breast pump flange body, making sure it is tight and secure.



2) Open Breastmilk Storage bag by tearing away tamper-evident safety seal and pulling zipper seal apart.

3) To insert adapter:



a) Tilt adapter as shown.



b) Insert one side of the adapter to align with the printed white line and flower.



c) Gently pull the other side of bag up over adapter so the clear zipper is above the adapter on all sides.

4) Gently pull the bag down so the adapter is just below the clear zipper and is above printed white line. Tug gently on bottom of bag to ensure bag is secure.



5) If working with a double pump, repeat steps 1-4.

6) Pump as usual.

7) To remove bag, reverse step 3. **DO NOT PULL BAG STRAIGHT DOWN.** Securely hold the bag and gently push the zipper seal down past pump adaptor. Maintaining a firm grip on bag, tilt and remove adapter. Seal bag.



After Each Use

1. Disassemble adapter from pump.
2. Hand wash the adapter using warm soapy water. Top rack dishwasher safe.
3. Place on a clean towel to dry. Allow to dry completely before use.

NOTE: Do not fill past the 6oz. mark.



IMPORTANTE: Asegúrate de que la bolsa de almacenamiento de leche Lansinoh tenga flores blancas y moradas y una línea blanca sobre el logotipo como se muestra en la imagen. Si tu bolsa no tiene este diseño, no es compatible con los adaptadores o extractores Lansinoh.

NOTA: Extraer directamente dentro de las bolsas requiere de ambas manos para retirar las bolsas de almacenamiento de leche de forma segura. Para mejores resultados utiliza con un brasier de extracción manos libres como el Brasier Simple Wishes® de Lansinoh®.

Lansinoh.

Extrae y deposita directamente leche materna en las bolsas de almacenamiento Lansinoh para ahorrar tiempo

Instrucciones para usar las bolsas de almacenamiento con los extractores Lansinoh

Compatible con los extractores de leche eléctricos Signature Pro, Smartpump y con el Extractor de leche manual Lansinoh.

1) Abre la bolsa de almacenamiento de leche rasgando el sello de seguridad y jalando la cremallera hermética.

2) Para insertar el set de extracción:



a) Inclina el set de extracción como se muestra.



b) Inserta un lado del set de extracción para alinearlos con la flor y línea blanca impresos en la bolsa.



c) Jala con cuidado el otro lado de la bolsa de modo que la cremallera transparente quede arriba del set de extracción en todos sus lados.

3) Jala suavemente la bolsa hacia abajo y asegúrate que el set de extracción quede justo abajo de la parte inferior de la cremallera. Tira suavemente de la parte inferior de la bolsa para verificar que la bolsa este asegurada.



4) Si está usando un extractor doble, repite los pasos 1-3.

5) Extrae la leche como lo hace normalmente.

6) Para retirar la bolsa, invierte el paso 2. **NO JALES LA BOLSA DIRECTAMENTE HACIA ABAJO.** Sujeta firmemente la bolsa y retira suavemente el set de extracción inclinandolo hasta que se libere la bolsa. Sella la bolsa.



NOTA: No llene las bolsas más allá de la marca de 6 oz.

0

Instrucciones para usar adaptadores y bolsas de almacenamiento Lansinoh con otros extractores

Es necesario usar un adaptador con otros extractores de leche – visite Lansinoh.com para saber dónde comprarlo.

Compatible con la mayoría de los extractores Medela®, Ameda®, y Evenflo®.

Antes del primer uso

1. Siempre lávese muy bien las manos con agua y jabón antes de manipular el adaptador.
2. Cubra el adaptador con suficiente agua y haga que hierva el agua. Deje que hierva durante 5 minutos.
3. Después de hervido, retírelo del agua y póngalo sobre una toalla limpia para secarlo. Déjelo secar completamente antes de usarlo.

1) Atornilla el adaptador en el cuerpo de la copa del extractor, asegurándose de que esté apretado y seguro.



2) Abre la bolsa de almacenamiento de leche rasgando el sello de seguridad y jalando la cremallera hermética.

3) Para insertar el adaptador:



a) Inclina el adaptador como se muestra.



b) Inserta un lado del adaptador para alinearlos con la flor y línea blanca impresos en la bolsa.



c) Jala con cuidado el otro lado de la bolsa por encima del adaptador de modo que la cremallera transparente quede arriba del adaptador en todos sus lados.

4) Jala suavemente la bolsa hacia abajo y asegúrate que el adaptador quede justo abajo de la parte inferior de la cremallera y arriba de la línea blanca. Tira suavemente de la parte inferior de la bolsa para verificar de que la bolsa está asegurada.



5) Si está usando un extractor doble, repite los pasos 1-4.

6) Extrae la leche como lo haces normalmente.

7) Para retirar la bolsa invierte el paso 3, **NO JALE LA BOLSA DIRECTAMENTE HACIA ABAJO.** Sujeta firmemente la bolsa y retira suavemente el adaptador inclinandolo hasta que se libere la bolsa. Sella la bolsa.



Después de cada uso

1. Desarme el adaptador del extractor de leche materna.
2. Lave a mano el adaptador utilizando agua tibia y jabón. Seguro de lavar en la parte superior del lavavajillas.
3. Después de hervido, retírelo del agua y póngalo sobre una toalla limpia para secarlo. Déjelo secar completamente antes de usarlo.

NOTA: No llene las bolsas más allá de la marca de 6 oz.